

**Datenblatt Einmal-Rettungsdecke**



REF: 10000026

|   |   |
|---|---|
| Anwendungsbereiche:   | Hitze- und Kälteschutz  |
| Anwendungsdauer nach Richtlinie 2017/745 (MDR) Anhang VIII: | kurzzeitig  |
| Klassifizierung nach Richtlinie 2017/745 (MDR) Anhang VIII: | Klasse 1, Regel 1   |
| Konformität:  | 2017/745 (MDR)  |
| Technische Beschreibung:                                    | Rettungsdecke bestehend aus zwei fest miteinander verbundenen Schichten. Eine 12 µm dünne, reißfeste, transparente und wasserdichte Polyester-Folie (PET) und eine extrem dünne, leicht transparente (1 %) Aluminium-Schicht. |
| Abmessungen:  | 210mm x 160mm   |
| Verpackung:   | einzel im Polybeutel, 200 Stück im Karton   |
| Kennzeichnung:  | alle Produkte sind gekennzeichnet mit Handelsnamen, Produktbezeichnung, Abmessungen, REF-Nr. und LOT-Nr., Hersteller, europäischem Repräsentanten sowie Informationen zum Importeur und Vertreiber                            |



Danyang Lingxian Medical Products Co., Ltd.  
No. 99, Danfu Road, Situ Town, Danyang City  
212331 Jiangsu Province. P.R. China



Zhejiang Mediunion Healthcare Group Co., Ltd.  
167 Yening Street, Yinzhou District  
315010 Ningbo, P.R. China



MedPath GmbH  
Mies-van-der-Rose-Sr. 8  
80807 Munich / Germany



CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo No 18  
CP 29006 Malaga / Spain



TIGA-MED Deutschland GmbH  
Schönfelder Str. 6a  
07973 Greiz / Germany