

Datenblatt Sterile Pinzetten

REF: 10000027

Anwendungsbereiche:	Sicheres Erfassen von Materialien im medizinischen Arbeitsumfeld
Anwendungsdauer nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX:	kurzzeitig
Klassifizierung nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX:	Klasse 1s, Regel 1
Konformität:	RL 93/42/EWG (Legacy-Produkt gemäß Art. 120 MDR)
Technische Beschreibung:	Pinzetten bestehend aus blauem PP-Kunststoff
Abmessungen:	125mm x 30mm
Verpackung:	einzel in der Steriltüte, 100 Stück in der Entnahmebox
Kennzeichnung:	alle Produkte sind gekennzeichnet mit Handelsnamen, Produktbezeichnung, REF-Nr. und Hersteller, LOT-Nr. sowie Ablaufdatum

