

Datenblatt Überschuhe

REF: 10000004/ 10000005 / 10000006

Anwendungsbereiche:

Einhalt der hygienischen Vorschriften im Rahmen des Programms des Anwenders, zur einmaligen Verwendung

Technische Beschreibung:

Wasserdichte Schuhüberzieher aus Polyethylen in verschiedener Stärke:

10000004: ca. 2,8g / Stück

10000005: ca. 4,0g / Stück

10000006: ca. 9,2g / Stück (mit Vliesverstärkung)

Gummizug zum Abschluss am Bein, flüssigkeits- und partikelundurchlässig

Größe:

ca. 15x42cm, passend bis Schuhgröße 48

Verpackung:

10000004 / 10000005:

zu 100 Stück in Folie, 2.000 Stück im Karton

10000006:

zu 50 Stück in Folie, 1.000 Stück im Karton

Kennzeichnung:

alle Produkte sind gekennzeichnet mit Handelsnamen, Hersteller, Produktbezeichnung, Abmessungen, REF-Nr. und LOT-Nr.

