



Datenblatt Sofort-Kältekompressen

REF: 10000040

Anwendungsbereiche: sofortige Kühlung bei Verbrennungen, Blutergüssen, Verstauchungen, Schwellungen, Krämpfen, Zerrungen, Zahnschmerzen etc.

Anwendungsdauer nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX: kurzzeitig

Klassifizierung nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX: Klasse 2a, Regel 9


Konformität: RL 93/42/EWG (Legacy-Produkt gemäß Art. 120 MDR)

Technische Beschreibung: Komresse gefüllt mit kristallinem Urea und Wasser im separaten Innenbeutel, Aktivierung durch Platzen des Innenbeutels

Abmessungen: 150mm x 170mm

Verpackung: zu 10 Stück in der Box, 50 Stück im Umkarton

Kennzeichnung: alle Produkte sind gekennzeichnet mit Handelsnamen, Produktbezeichnung, REF-Nr. und Hersteller, Bevollmächtigtem und Händler, LOT-Nr. sowie Ablaufdatum



Intco Medical (HK) Co., Ltd.
Flat/RM 19C, Lockhart Centre,
301-307 Lockhart Road,
Wan Chai, Hong Kong



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10
48163 Münster
Germany



TIGA-MED Deutschland GmbH
Schönfelder Str. 6a
07973 Greiz | Germany
info@tiga-med.de
www.tiga-med.de