

Datenblatt Control Infusionsgerät

REF: 10000054-TC



Anwendungsbereiche:

Verwendung zur klinischen Veneninfusion im Rahmen medizinischer Behandlungen

Anwendungsdauer nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX:

kurzzeitig

Klassifizierung nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX:

Klasse 2a, Regel 6

Konformität:

RL 93/42/EWG (Legacy-Produkt gemäß Art. 120 MDR)

Technische Beschreibung:

Infusionsystem zur Einmalanwendung. Steril, ungiftig, pyrogenfrei. Das Produkt besteht aus der Anstecheinheit mit Schutzkappe, Schlauch, Infusionsregler (2-skalig) und Tropfkammer.

Schlauchlänge:

180cm

Infusionsart:

geeignet für Schwerkraftinfusion

Verpackung:

einzeln in Steriltüte verpackt, 25 Stück im Innenbeutel, 300 Stück im Umkarton

Kennzeichnung:

Alle Produkte sind mit Handelsnamen, Produktbezeichnung, REF-Nr. und Hersteller, europäischem Vertreter sowie Angaben zum Importeur und Vertriebs Händler, LOT-Nr. und Verfallsdatum gekennzeichnet.



Zibo Sunrise Medical Co., Ltd.
Rm. 1407, Runde Bldg
No.6, Xinhuan Road
255000 Shandong, P.R. China



Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1
47877 Willich (Germany)



TIGA-MED Deutschland GmbH
Schönfelder Str. 6a
07973 Greiz (Germany)
info@tiga-med.de
www.tiga-med.de