

## Datenblatt Infusionssystem P150/P190

REF: 10000054



Anwendungsbereiche:

Verwendung zur klinischen Veneninfusion im Rahmen medizinischer Behandlungen

Anwendungsdauer nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX:

kurzzeitig

Klassifizierung nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX:

Klasse 2a, Regel 6

Konformität:

RL 93/42/EWG (Legacy-Produkt gemäß Art. 120 MDR)

Technische Beschreibung:

Infusionssystem zur Einmalanwendung. Steril, ungiftig, pyrogenfrei. Das Produkt besteht aus der Anstecheinheit mit Schutzkappe, Schlauch, Tropfkammer und Rollklemme.

Schlauchlänge:

150cm (P150) | 190cm (P190)

Infusionsart:

geeignet für Druck- und Schwerkraftinfusion

Verpackung:

einzeln in Steriltüte verpackt, 25 Stück im Innenbeutel, 200 Stück im Umkarton

Kennzeichnung:

Alle Produkte sind mit Handelsnamen, Produktbezeichnung, REF-Nr. und Hersteller, europäischem Vertreter sowie Angaben zum Importeur und Vertriebs Händler, LOT-Nr. und Verfallsdatum gekennzeichnet.

