

Datenblatt Wund- und Blasenspritzen



REF: 10000082-50/100

Anwendungsbereiche:

Zur Spülung von Wunden oder
Harnkathetern sowie zur Verabreichung
von Nahrung über Ernährungs sonden

Anwendungsdauer nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX:

kurzzeitig

Klassifizierung nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX:

Klasse 2a, Regel 6

Konformität:

RL 93/42/EWG (Legacy-Produkt gemäß
Art. 120 MDR)

Technische Beschreibung:

3-teilige Spritzen aus PP-Kunststoff
inklusive Luer-Adapttern

Fassungsvermögen:

50ml / 100ml

Verpackung:

einzel in Steriltüte verpackt, 50 Stück im
Spenderkarton

Kennzeichnung:

alle Produkte sind mit Handelsnamen,
Produktbezeichnung, REF-Nr. und
Hersteller, europäischem Vertreter sowie
Angaben zum Importeur und
Vertriebshändler, LOT-Nr. und
Verfallsdatum gekennzeichnet



Changzhou Chuangjia Medical
Appliance Co., Ltd.
Sanhekou Development Zone, Zhenglu Town,
213115 Changzhou, P.R. China



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10,
1e Verd,
2595AA. The Hague (Netherlands)



TIGA-MED Deutschland GmbH
Schönfelder Str. 6a
07973 Greiz (Germany)
info@tiga-med.de
www.tiga-med.de