

Datenblatt Urinbeutel Gold



REF: 10000096

Anwendungsbereiche: Volumenüberwachte Urinableitung im Rahmen des Programms des Anwenders

Anwendungsdauer nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX: kurzzeitig

Klassifizierung nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX: Klasse 1s

Konformität: RL 93/42/EWG (Legacy-Produkt gemäß Art. 120 MDR)

Empfohlene Liegedauer: max. 14 Tage

Kompatibilität: alle gängigen Katheter durch universellen Katheterkonus

Technische Beschreibung: Geschlossenes Drainagesystem (2000ml), geruchsdicht, nadelfreie Urinprobenentnahmestelle, Beutelentlüftung, Rücklaufsperr (Non-Return-Valve), stabile Betthalterung, Schlauchlänge: ca. 110 cm,

Verpackung: einzeln steril verpackt, 40 Stück im Karton

Kennzeichnung: alle Produkte sind gekennzeichnet mit Handelsnamen, Produktbezeichnung, REF-Nr. und Hersteller sowie LOT-Nr.



Tianchang City Tianqin Medical Equipment Co., Ltd.
The West of Longitude 7 Road & South of Latitude 3 Road, Tianchang City
239300 Anhui. P.R. China



MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Str. 8
80807 München (Germany)



TIGA-MED Deutschland GmbH
Schönfelder Str. 6a
07973 Greiz (Germany)
info@tiga-med.de
www.tiga-med.de