


Datenblatt TIGA-MED Easy Standard Einmal-Vlieskittel dick

REF: 10000113

Anwendungsbereiche:	Infektionsschutz sowie Einhaltung der hygienischen Vorschriften im Rahmen des Programms des Anwenders
Anwendungsdauer nach Richtlinie 2017/745 (MDR) Anhang VIII:	kurzzeitig
Klassifizierung nach Richtlinie 2017/745 (MDR) Anhang VIII:	Klasse 1, Regel 1
Konformität:	DIN EN ISO 22612, RL 2017/745 (MDR)
Technische Beschreibung:	Einmalkittel aus Vliesstoff, Materialdicke ca. 50g/m ² , elastische Bündchen
Abmessungen:	1200mm x 1450mm
Verpackung:	zu 10 Stück in Folie mit Etikett
Kennzeichnung:	alle Produkte sind gekennzeichnet mit Handelsnamen, Produktbezeichnung, Abmessungen, REF-Nr. und Hersteller, LOT-Nr.



Zhejiang Mediunion Healthcare
Group Co., Ltd.
No.167 Yening Street
315010 Ningbo | P. R. China



CMC Medical Devices
& Drugs S.L.
C/ Horacio Lengo N°18
CP29006 Málaga | Spain



TIGA-MED Deutschland GmbH
Schönfelder Str. 6a
07973 Greiz | Germany
info@tiga-med.de
www.tiga-med.de